

Diferenciální rozpočet leukocytů
AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR

elementy bílé krevní řady	fyziologické meze		Zdroj
	<i>absolutní počet (*10⁹/l)</i>	<i>relativní počet (jedniny)</i>	
neutrofilní segmenty	0-2D 4,60 – 21,00	0-2D 0,510 – 0,710	Doporučení ČHS
	2D-7D 1,80 - 11,00	2D-7D 0,350 - 0,550	
	7D-14D 1,50 - 10,00	7D-14D 0,300 - 0,500	
	14D-1M 1,30 – 8,00	14D-1M 0,250 - 0,450	
	1M-6M 1,10 – 8,80	1M-6M 0,220 - 0,450	
	6M- 1R 1,30 - 7,40	6M- 1R 0,210 - 0,420	
	1R-2R 1,30 – 7,50	1R-2R 0,210 - 0,430	
	2R-4R 1,30 - 8,80	2R-4R 0,230 - 0,520	
	4R-6R 1,60 – 9,50	4R-6R 0,320 - 0,610	
	6R-8R 1,90 – 9,10	6R-8R 0,410 - 0,630	
	8R-10R 1,90 - 8,60	8R-10R 0,430 - 0,640	
	10R-15R 2,00 - 9,10	10R-15R 0,440 - 0,670	
	15R-150R 2,00 – 7,00	15R-150R 0,470 - 0,700	
neutrofilní tyče	0-2D 0,00 – 1,20	0-2D 0,000 – 0,040	Doporučení ČHS
	2D-7D 0,00 - 0,80	2D-7D 0,000 – 0,040	
	7D-14D 0,00 - 0,80	7D-14D 0,000 – 0,040	
	14D-1M 0,00 - 0,80	14D-1M 0,000 – 0,040	
	1M-6M 0,00 - 0,80	1M-6M 0,000 – 0,040	
	6M- 1R 0,00 - 0,70	6M- 1R 0,000 – 0,040	
	1R-2R 0,00 - 0,70	1R-2R 0,000 – 0,040	
	2R-4R 0,00 - 0,70	2R-4R 0,000 – 0,040	
	4R-6R 0,00 - 0,60	4R-6R 0,000 – 0,040	
	6R-8R 0,00 - 0,60	6R-8R 0,000 – 0,040	
	8R-10R 0,00 - 0,50	8R-10R 0,000 – 0,040	
	10R-15R 0,00 - 0,50	10R-15R 0,000 – 0,040	
eozinofily	0-2D 0,00 - 1,20	0-2D 0,000 – 0,040	Doporučení ČHS
	2D-7D 0,00 - 1,70	2D-7D 0,000 – 0,080	
	7D-14D 0,00 - 1,40	7D-14D 0,000 – 0,070	
	14D-1M 0,00 - 1,40	14D-1M 0,000 – 0,070	
	1M-6M 0,00 - 1,40	1M-6M 0,000 – 0,070	
	6M- 1R 0,00 - 1,20	6M- 1R 0,000 – 0,070	
	1R-2R 0,00 - 1,20	1R-2R 0,000 – 0,070	
	2R-4R 0,00 - 0,50	2R-4R 0,000 – 0,070	
	4R-6R 0,00 - 1,10	4R-6R 0,000 – 0,070	
	6R-8R 0,00 - 1,00	6R-8R 0,000 – 0,070	
	8R-10R 0,00 - 0,50	8R-10R 0,000 – 0,040	
	10R-15R 0,00 - 1,00	10R-15R 0,000 – 0,070	
	15R-150R 0,00 – 0,50	0-150R 0,000 - 0,050	

bazofily	0-2D	0,00 - 0,60	0-2D	0,000 – 0,020	Doporučení ČHS
	2D-7D	0,00 - 0,40	2D-7D	0,000 – 0,020	
	7D-14D	0,00 - 0,40	7D-14D	0,000 – 0,020	
	14D-1M	0,00 - 0,40	14D-1M	0,000 – 0,020	
	1M-6M	0,00 - 0,40	1M-6M	0,000 – 0,020	
	6M- 1R	0,00 - 0,30	6M- 1R	0,000 – 0,020	
	1R-2R	0,00 - 0,30	1R-2R	0,000 – 0,020	
	2R-4R	0,00 - 0,30	2R-4R	0,000 – 0,020	
	4R-6R	0,00 - 0,30	4R-6R	0,000 – 0,020	
	6R-8R	0,00 - 0,30	6R-8R	0,000 – 0,020	
	8R-10R	0,00 - 0,30	8R-10R	0,000 – 0,020	
	10R-15R	0,00 - 0,30	10R-15R	0,000 – 0,020	
	15R-150R	0,00 – 0,20	0-150R	0,000 - 0,020	
monocyty	0-2D	0,20 - 3,00	0-2D	0,020 – 0,100	Doporučení ČHS
	2D-7D	0,20 - 3,20	2D-7D	0,030 – 0,150	
	7D-14D	0,20 - 3,00	7D-14D	0,030 – 0,150	
	14D-1M	0,50 - 2,50	14D-1M	0,010 – 0,130	
	1M-6M	0,10 - 2,50	1M-6M	0,010 – 0,130	
	6M- 1R	0,10 - 1,60	6M- 1R	0,010 – 0,090	
	1R-2R	0,10 - 1,60	1R-2R	0,010 – 0,090	
	2R-4R	0,60 - 1,50	2R-4R	0,010 – 0,090	
	4R-6R	0,50 - 1,40	4R-6R	0,010 – 0,090	
	6R-8R	0,00 - 1,30	6R-8R	0,000 – 0,090	
	8R-10R	0,00 - 1,10	8R-10R	0,000 – 0,080	
	10R-15R	0,00 - 1,20	10R-15R	0,000 – 0,090	
	15R-150R	0,08 – 1,20	15R-150R	0,020 - 0,120	
lymfocyty	0-2D	1,90 - 2,30	0-2D	0,210 - 0,410	Doporučení ČHS
	2D-7D	1,60 - 10,70	2D-7D	0,310 - 0,510	
	7D-14D	1,90 - 11,60	7D-14D	0,380 - 0,580	
	14D-1M	2,30 - 12,90	14D-1M	0,460 - 0,660	
	1M-6M	2,30 - 13,80	1M-6M	0,460 - 0,710	
	6M- 1R	3,10 - 12,40	6M- 1R	0,510 - 0,710	
	1R-2R	2,90 - 12,40	1R-2R	0,490 - 0,710	
	2R-4R	2,20 - 11,70	2R-4R	0,400 - 0,690	
	4R-6R	1,60 - 9,30	4R-6R	0,320 - 0,600	
	6R-8R	1,30 - 7,50	6R-8R	0,290 - 0,520	
	8R-10R	1,30 - 6,60	8R-10R	0,280 - 0,490	
	10R-15R	1,10 - 6,50	10R-15R	0,250 - 0,480	
	15R-150R	0,80 – 4,00	15R-150R	0,200 - 0,450	

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

MIKROSKOP

<i>elementy bílé krevní řady</i>	<i>fyziologické meze relativní počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
neutrofilní segmenty	0-2D 0,510 – 0,710	1	Doporučení ČHS
	2D-7D 0,350 - 0,550		
	7D-14D 0,300 - 0,500		
	14D-1M 0,250 - 0,450		
	1M-6M 0,220 - 0,450		
	6M- 1R 0,210 - 0,420		
	1R-2R 0,210 - 0,430		
	2R-4R 0,230 - 0,520		
	4R-6R 0,320 - 0,610		
	6R-8R 0,410 - 0,630		
	8R-10R 0,430 - 0,640		
	10R-15R 0,440 - 0,670		
	15R-150R 0,470-0,700		
neutrofilní tyče	0-2D 0,000 – 0,040	1	Doporučení ČHS
	2D-7D 0,000 – 0,040		
	7D-14D 0,000 – 0,040		
	14D-1M 0,000 – 0,040		
	1M-6M 0,000 – 0,040		
	6M- 1R 0,000 – 0,040		
	1R-2R 0,000 – 0,040		
	2R-4R 0,000 – 0,040		
	4R-6R 0,000 – 0,040		
	6R-8R 0,000 – 0,040		
	8R-10R 0,000 – 0,040		
	10R-15R 0,000 – 0,040		
	15R-150R 0,000 - 0,040		
eozinofily	0-2D 0,000 – 0,040	1	Doporučení ČHS
	2D-7D 0,000 – 0,080		
	7D-14D 0,000 – 0,070		
	14D-1M 0,000 – 0,070		
	1M-6M 0,000 – 0,070		
	6M- 1R 0,000 – 0,070		
	1R-2R 0,000 – 0,070		
	2R-4R 0,000 – 0,070		
	4R-6R 0,000 – 0,070		
	6R-8R 0,000 – 0,070		
	8R-10R 0,000 – 0,040		
	10R-15R 0,000 – 0,070		
	15R-150R 0,000 - 0,050		

bazofily	0-2D	0,000 – 0,020	1	Doporučení ČHS
	2D-7D	0,000 – 0,020		
	7D-14D	0,000 – 0,020		
	14D-1M	0,000 – 0,020		
	1M-6M	0,000 – 0,020		
	6M- 1R	0,000 – 0,020		
	1R-2R	0,000 – 0,020		
	2R-4R	0,000 – 0,020		
	4R-6R	0,000 – 0,020		
	6R-8R	0,000 – 0,020		
	8R-10R	0,000 – 0,020		
	10R-15R	0,000 – 0,020		
	15R-150R	0,000 - 0,020		
monocyty	0-2D	0,020 – 0,100	1	Doporučení ČHS
	2D-7D	0,030 – 0,150		
	7D-14D	0,030 – 0,150		
	14D-1M	0,010 – 0,130		
	1M-6M	0,010 – 0,130		
	6M- 1R	0,010 – 0,090		
	1R-2R	0,010 – 0,090		
	2R-4R	0,010 – 0,090		
	4R-6R	0,010 – 0,090		
	6R-8R	0,000 – 0,090		
	8R-10R	0,000 – 0,080		
	10R-15R	0,000 – 0,090		
	15R-150R	0,020 - 0,120		
lymfocyty	0-2D	0,210 - 0,410	1	Doporučení ČHS
	2D-7D	0,310 - 0,510		
	7D-14D	0,380 - 0,580		
	14D-1M	0,460 - 0,660		
	1M-6M	0,460 - 0,710		
	6M- 1R	0,510 - 0,710		
	1R-2R	0,490 - 0,710		
	2R-4R	0,400 - 0,690		
	4R-6R	0,320 - 0,600		
	6R-8R	0,290 - 0,520		
	8R-10R	0,280 - 0,490		
	10R-15R	0,250 - 0,480		
	15R-150R	0,200 - 0,450		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Krevní obraz

<i>parametr</i>	<i>fyziologické meze dětí</i>	<i>fyziologické meze dospělí</i>	<i>jednotka</i>	Zdroj
WBC = leukocyty	0-2D 9,00 – 30,00 2D-7D 5,00 – 21,00 7D-14D 5,00 – 20,00 14D-1M 5,00 – 19,50 1M-6M 5,00 – 19,50 6M-1R 6,00 – 17,50 1R-2R 6,00 – 17,50 2R-4R 5,50 – 17,00 4R-6R 5,00 – 15,50 6R-8R 4,50 – 14,50 8R-10R 4,50 – 13,50 10R-15R 4,50 – 13,50	15R-150R 4,00 – 10,00	*10 ⁹ /l	Doporučení ČHS
RBC = erythrocyty	0-3D 4,00 – 6,60 3D-2T 3,90 – 6,30 2T-1M 3,60 – 6,20 1M-2M 3,00 – 5,00 2M-3M 2,70 – 4,90 3M-6M 3,10 – 4,50 6M-2R 3,70 – 5,30 2R-6R 3,90 – 5,30 6R-12R 4,00 – 5,20 12R-15R ženy 4,10 – 5,10 muži 4,50 – 5,30	15R-150R ženy 3,80 – 5,20 muži 4,00 – 5,80	*10 ¹² /l	Doporučení ČHS
HGB = hemoglobin	0-3D 145 – 225 3D-2T 135 – 215 2T-1M 125 – 205 1M-2M 100 – 180 2M-3M 90 – 140 3M-6M 95 – 135 6M-2R 105 – 135 2R-6R 115 – 135 6R-12R 115 – 155 12R-15R ženy 120 – 160 muži 130 – 160	15R-150R ženy 120 – 160 muži 135 – 175	g/l	Doporučení ČHS

HCT = hematokrit	0-3D 0,450 - 0,670 3D-2T 0,420 - 0,660 2T-1M 0,390 - 0,630 1M-2M 0,310 - 0,550 2M-3M 0,280 - 0,420 3M-6M 0,290 - 0,410 6M-2R 0,330 - 0,390 2R-6R 0,340 - 0,400 6R-12R 0,350 - 0,450 12R-15R ženy 0,360 - 0,460 muži 0,370 - 0,490	15R-150R ženy 0,350 - 0,470 muži 0,400 - 0,500	1	Doporučení ČHS
MCV = střední objem erytrocytu	0-3D 95 - 121 3D-2T 88 - 126 2T-1M 86 - 124 1M-2M 85 - 123 2M-3M 77 - 115 3M-6M 74 - 108 6M-2R 70 - 86 2R-6R 75 - 87 6R-12R 77 - 95 12R-15R ženy 79 - 102 muži 78 - 98	15R-150R 82,0 – 98,0	fl	Doporučení ČHS
MCH = střední množství hemoglobinu v erytrocytu	0-3D 31 - 37 3D-2T 28 - 40 2T-1M 28 - 40 1M-2M 28 - 40 2M-3M 26 - 34 3M-6M 25 - 35 6M-2R 23 - 31 2R-6R 24 - 30 6R-12R 25 - 33 12R-15R 25 - 35	15R-150R 28,0 – 34,0	pg	Doporučení ČHS
MCHC = střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech	0-3D 290 - 370 3D-2T 280 - 380 2T-1M 280 - 380 1M-2M 290 - 370 2M-3M 290 - 370 3M-6M 300 - 360 6M-2R 300 - 360 2R-6R 310 - 370 6R-12R 310 - 370 12R-15R 310 - 370	15R-150R 320 – 360	g/l	Doporučení ČHS

PLT= trombocyty	0-15R 150 - 450	15R-150R 150 – 400	*10 ⁹ /l	Doporučení ČHS
MPV = střední objem trombocytů	0-15R 7,8 – 12,8	15R-150R 7,8 – 12,8	fl	Doporučení ČHS
RDW-CV= distribuční šíře erytrocytů - variační koeficient	0-15R 0,115–0,145	15R-150R 0,100-0,152	1	Doporučení ČHS

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R - rok

Retikulyocyty

Fyziologické hodnoty:

relativní počet retikulocytů	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0-3D	0,0347 - 0,0540	1	Doporučení ČHS
	3D-2T	0,0106 - 0,0237		
	2T-1M	0,0106 - 0,0237		
	1M-2M	0,0212 - 0,0347		
	2M-3M	0,0155 - 0,0270		
	3M-6M	0,0155 - 0,0270		
	6M-2R	0,0099 - 0,0182		
	2R-6R	0,0082 - 0,0145		
	6R-12R	0,0098 - 0,0194		
	12R-15R	0,0090 - 0,0149		
	15R-150R	0,0050 - 0,0250		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

absolutní počet retikulocytů	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0-3D	0,148 - 0,216	*10 ¹² /l	Doporučení ČHS
	3D-2T	0,051 - 0,100		
	2T-1M	0,051 - 0,110		
	1M-2M	0,052 - 0,078		
	2M-3M	0,048 - 0,088		
	3M-6M	0,048 - 0,088		
	6M-2R	0,044 - 0,111		
	2R-6R	0,036 - 0,068		
	6R-12R	0,042 - 0,070		
	12R-15R	0,042 - 0,065		
	15R-150R	0,025 - 0,075		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Sedimentace erytrocytů

Fyziologické hodnoty:

sedimentace za 1 hodinu	<i>fyziologické meze</i>	
	0-1M	1 – 2
	1M-1R	11 – 12
	1R-4R	7 – 8
	4R-150R muž	3 – 10
	4R-150R žena	3 – 15

sedimentace za 2 hodiny	<i>fyziologické meze</i>	
	0-150R muž	4 - 20
	0-150R žena	6 – 25

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

B- Koagulační vyšetření

Antitrombin

Fyziologické hodnoty:

Antitrombin	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0D – 1D	0,40 – 0,90	1	Doporučení ČHS
	2D – 28D	0,40 – 0,90		
	1M – 1R	0,80 – 1,40		
	1R – 6R	0,80 – 1,40		
	6R – 11R	0,90 – 1,30		
	11R – 16R	0,75 – 1,35		
	16R – 18R	0,80 – 1,20		
	18R – 150R	0,80 – 1,20		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

APC rezistence

Hodnocení metody:

věk	poměr (ratio)	pravděpodobný genotyp FV Q506	Zdroj
0 - 18R	není dostupné		Doporučení ČHS
18R - 150 R	> 2,5	negativní	Vlastní meze stanovené studií na THO
18R - 150 R	1,4 - 2,0	heterozygot	Příbalový leták
18R - 150 R	1,0 - 1,1	homozygot	

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT)

Fyziologické hodnoty:

poměr APTT	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0 – 1D	0,80 – 1,50	1	Doporučení ČHS
	1D – 28D	0,80 – 1,50		
	1M - 6M	0,80 - 1,30		
	6M - 1R	0,80 - 1,30		
	1R – 6R	0,80 - 1,20		
	6R – 11R	0,80 - 1,20		
	11R – 16R	0,80 - 1,30		
	16R – 18R	0,80 – 1,20		
	18R – 150R	0,80 – 1,20		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT LA)

Fyziologické hodnoty:

poměr APTT	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0 – 1D	0,80 – 1,50	1	Doporučení ČHS
	1D – 28D	0,80 – 1,50		
	1M - 6M	0,80 - 1,30		
	6M - 1R	0,80 - 1,30		
	1R – 6R	0,80 - 1,20		
	6R – 11R	0,80 - 1,20		
	11R – 16R	0,80 - 1,30		
	16R – 18R	0,80 – 1,20		
	18R – 150R	0,80 – 1,20		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

D-dimery

Fyziologické hodnoty:

D-dimery	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0D – 150R	0,00 – 0,50	mg/l FEU	Doporučení ČHS

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Faktor VIII

Fyziologické hodnoty:

F VIII	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0-1D	0,60 - 1,40	1	Doporučení ČHS
	1D-28D	0,60 - 1,25		
	1M-6M	0,55 - 1,00		
	6M-1R	0,55 - 1,00		
	1R-6R	0,50 - 1,50		
	6R-11R	0,50 - 1,50		
	11R-16R	0,50 - 1,50		
	16R-18R	0,50 - 1,50		
	18R-150R	0,50 - 1,50		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Fibrinogen

Fyziologické hodnoty:

Fibrinogen	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0-1D	1,50 - 3,40	g/l	Doporučení ČHS
	1D-28D	1,50 - 3,40		
	1M-6M	1,50 - 3,40		
	6M-1R	1,50 - 3,40		
	1R-6R	1,70 - 4,00		
	6R-11R	1,55 - 4,00		
	11R-16R	1,55 - 4,50		
	16R-18R	1,60 - 4,20		
	18R-150R	1,80 - 4,20		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Protein C - aktivita

Fyziologické hodnoty:

Aktivita proteinu C	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0D - 1D	25 - 45	%	Doporučení ČHS
	1D - 28D	30 - 55		
	1M - 6M	35 - 112		
	6M - 1R	40 - 112		
	1R - 6R	50 - 125		
	6R - 11R	60 - 125		
	11R - 16R	65 - 120		
	16R - 18R	70 - 130		
	18R - 150R	70 - 130		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Protein S – volný antigen

Fyziologické hodnoty:

Volný protein S antigen	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0D-1D	nejsou dostupné	%	Doporučení ČHS
	1D-28D	nejsou dostupné		
	1M-6M	48 - 127		
	6M-1R	63 - 139		
	1R-6R	53 - 135		
	6R-11R	62 - 142		
	11R-16R	61 - 131		
	16R-18R	63 - 127		
	18R-150R ženy	55 - 140		
	18R-150R muži	65 - 145		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Protrombinový test (PT)

Fyziologické hodnoty:

poměr (ratio)	<i>fyziologické meze</i>		<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
	0D – 1D	0,8 - 1,5	1	Doporučení ČHS
	1D – 28D	0,8 - 1,5		
	1M – 6M	0,8 - 1,4		
	6M - 1R	0,8 - 1,2		
	1R – 6R	0,8 - 1,2		
	6R – 11R	0,8 - 1,2		
	11R – 16R	0,8 – 1,2		
	16R – 18R	0,8 – 1,2		
	18R – 150R	0,8 – 1,2		

Vysvětlivky: D - den, T - týden, M - měsíc, R -rok

Trombinový test

Fyziologické hodnoty: 14 – 23 s (zdroj: doporučení ČHS)

Cytologie kostní dřeně

Fyziologické hodnoty:

<i>typ buněk:</i>	<i>fyziologické hodnoty (věk nad 15 let):</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Zdroj</i>
Proerytroblast	0,000 – 0,020		Doporučení ČHS
Normoblast bazofilní	0,010 – 0,030		Doporučení ČHS
Normoblast polychromní	0,020 – 0,200		Doporučení ČHS
Normoblast ortochromní	0,020 – 0,150		Doporučení ČHS

Mitóza v červené řadě	0,000 – 0,005	1	Doporučení ČHS
Myeloblast	0,000 – 0,030		Doporučení ČHS
Promyelocyt	0,000 – 0,070		Doporučení ČHS
Neutrofilní myelocyt	0,050 – 0,200		Doporučení ČHS
Neutrofilní metamyelocyt	0,050 – 0,200		Doporučení ČHS
Neutrofilní tyč	0,050 – 0,250		Doporučení ČHS
Neutrofilní segment	0,050 – 0,250		Doporučení ČHS
Eosinofilní myelocyt	0,000 – 0,020		zdroj nedohledán
Eosinofilní metamyelocyt	0,000 – 0,010		zdroj nedohledán
Eosinofilní tyč	0,000 – 0,015		zdroj nedohledán
Eosinofilní segment	0,010 – 0,030		zdroj nedohledán
Bazofilní myelocyt	0,000 – 0,005		zdroj nedohledán
Bazofilní metamyelocyt	0,000 – 0,005		zdroj nedohledán
Bazofilní tyč	0,000 – 0,005		zdroj nedohledán
Bazofilní segment	0,000 – 0,010		zdroj nedohledán
Mitóza v bílé řadě	0,000 – 0,005		zdroj nedohledán
Monocyt	0,000 – 0,030		Doporučení ČHS
Lymfocyt	0,050 – 0,200		Doporučení ČHS
Plazmatické buňky	0,000 – 0,030		Doporučení ČHS
Retikulární buňky	0,000 – 0,010		zdroj nedohledán
Buňky nediferencovatelné	0,000 – 0,000		zdroj nedohledán
Součet neutrofilní granulocyty	0,450 – 0,700		Doporučení ČHS
Součet eosinofilní granulocyty	0,000 – 0,050		Doporučení ČHS
Součet bazofilní granulocyty	0,000 – 0,010		Doporučení ČHS

Součet granulocytární řada	0,500 – 0,700		Doporučení ČHS
Součet červená řada	0,150 – 0,380		Doporučení ČHS